



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,7YL](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,7YL)

# Peso padrão M1 - cilíndrico com olhal - 250 kg

OP-403-0110



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

### Parâmetros metrológicos

Classe OIML	M1
-------------	----

### Construção

Material	aço inoxidável
Valor nominal	250 kg

## Compatível com (Additional Fee)

!Pincéis