



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,85P](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,85P)

# Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Set (1 g - 1 kg), Holz-Etui

OK-201-0065



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	2 110 g
Nominalwert	1 g – 1 kg
Anzahl	13 St.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinself