



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,85P

Cylindrique, ensembles (1 g - 1 kg), boîte en bois



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|--------------------------|------------------|
| Classe de précision OIML | F1 |
| Construction | |
| Matière | Acier inoxydable |
| Masse | 2 110 g |
| Valeur nominale | 1 g – 1 kg |
| Nombre | 13 pièces |

Compatible avec

Pince à épiler

Pinceaux