



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,85P](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,85P)

## Wzorce masy klasy F1, cylindryczne bez jamy adiustacyjnej, zestaw (1 g - 1 kg), opakowanie drewniane

OK-201-0065



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	2 110 g
Wartość nominalna	1 g - 1 kg
Ilość	13 szt

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle