



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,85P

F1 Kütle standardı- ayar deliksiz silindirik ağırlıklar, set (1 g - 1 kg), tahta kutulu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	F1
Konstrüksiyon	
Malzeme	Paslanmaz çelik
Ağırlık	2 110 g
Nominal değer	1 g – 1 kg
Quantity	13 adet

İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar