



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,86L](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,86L)

## Cylindrique, ensembles (1 mg - 100 g), boîte plastique



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F2
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	211,11 g
Valeur nominale	1 mg – 100 g
Nombre	21 pièces

### Compatible avec

Pince à épiler

Pinceaux