



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,86L

Wzorce masy klasy F2, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 mg - 100 g), opakowanie plastikowe

OK-302-0035



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	211,11 g
Wartość nominalna	1 mg – 100 g
Ilość	21 szt

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle