



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,86L](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,86L)

## F2 Kütle Standardı - ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 mg - 100 g), plastik kutu

OK-302-0035



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F2

#### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 211,11 g

Nominal değer 1 mg – 100 g

Quantity 21 adet

### İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar