



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,86L

F2 Kütle Standardı - ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 mg - 100 g), plastik kutu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	F2
Konstrüksiyon	
Malzeme	Paslanmaz çelik
Ağırlık	211,11 g
Nominal değer	1 mg – 100 g
Quantity	21 adet

İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar