



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,86L

F2 Kütle Standardı - ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 mg - 100 g), plastik kutu

OK-302-0035



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F2

Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 211,11 g

Nominal değer 1 mg – 100 g

Quantity 21 adet

İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar