

## Prato autocentrante para comparador de massa APP 64.5Y.KO

WX-001-0448





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Visão geral

O prato de pesagem autocentrante de natureza flutuante destina-se ao comparador APP KO. É usado de forma intercambiável com um prato de pesagem padrão. O prato de pesagem "flutuante" é instalado durante o processo de fabricação, portanto, lembre-se de encomendá-lo ao comprar o comparador APP KO, pois não é vendido separadamente.

O prato foi projetado para auxiliar o operador a estabilizar e nivelar pesos localizados excentricamente. Além disso, auxilia na colocação excêntrica de grupos de pesos, cuja massa total é igual à massa do peso de referência.

A superfície do prato é revestida com cortiça com marcas que determinam a posição de pesos específicos.

## **Compativel com (Additional Fee)**

Comparador de massa manua APP 5Y.KO

## Dimensões do dispositivo L x P x A

