



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,88M](https://mirror.radwag.com/es/info,w1,88M)

# Platillo autocentrado para comparador APP 64.5Y.KO

WX-001-0448



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Descripción

El platillo de pesaje autocentrado "flotante" está destinado al comparador APP KO. Se utiliza intercambiable con un platillo de pesaje estándar. El platillo de pesaje "flotante" se instala en el curso de un proceso de fabricación, por lo tanto, recuerde pedirlo al comprar el comparador APP KO, ya que no se vende por separado. El platillo ha sido diseñada para ayudar al operador a estabilizar y nivelar los pesos que se encuentran ubicados de forma excéntrica. Además, ayuda a colocar excéntricamente un grupo de pesos, cuya masa total es igual a la masa del peso de referencia. La superficie del platillo está cubierta con corcho que presenta marcas que determinan la posición de pesos particulares.

## Trabaja con (Additional Fee)

Comparador de Masas Manuales APP 5Y.KO

# Dimensiones de aparato An x Pr x Al

