



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,8BD](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,8BD)

# Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny z oczkiem 2000 kg - opakowanie serwisowe

OP-304-0012



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	2000 kg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle