

KIT 85 Kit para determinação de densidade

WX-001-0001





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Visão geral

O KIT 85 é um kit de determinação de densidade destinado a balanças de laboratório, com prato de pesagem de ø85 e ø100 mm.


Este acessório de aço inoxidável permite a determinação da densidade de:

sólidos; líquidos.


Compativel com (Additional Fee)

Balança analítica AS X7 Balança analítica XA 5Y.A Balança analítica AS 5Y Balança analítica para filtros XA 5Y.F Balança analítica XA 5Y Balança analítica AS R2 PLUS Balança analítica AS R1 PLUS


Dimensões do dispositivo L x P x A









KIT 128





KIT 195.M



Granulte density determination KIT