



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,8F2

KIT 85 - Set zur Dichtebestimmung von Feststoffen und Flüssigkeiten

WX-001-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Das Set zum Bestimmen der Dichte von festen Körpern und Flüssigkeiten ist für Laborwaagen mit Schalen mit einem Durchmesser von \varnothing 85 und \varnothing 100 mm vorgesehen.

Das Set wird aus Edelstahl hergestellt und ermöglicht die Dichtebestimmung von:

festen Körpern, Flüssigkeiten.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Analysenwaage AS X7
 Analysenwaage XA 5Y.A
 Analysenwaage AS 5Y
 Analysenwaage für Filter XA 5Y.F

Analysenwaage XA 5Y
 Analysenwaage AS R2 PLUS
 Analysenwaage AS R1 PLUS


Abmessungen des Geräts B x T x H



KIT 85



KIT 128



KIT 195



KIT 195.M



Granulte density
determination KIT