

KIT 85 Kit per la determinazione della densita

WX-001-0001





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Caratteristiche generali

Kit per la determinazione della densita per solidi e liquidi progettato per essere utilizzato con bilance da laboratorio con piatto di pesata dio 85 e o100mm.


Il kit per la determinazione della densita e utilizzabile per la determinazione di:

solids; liquidi.


Compatibile con (Additional Fee)

AS X7 Bilancia analitica Bilancia analitica XA 5Y.A Bilancia analitica AS 5Y Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F Bilancia analitica XA 5Y Bilancia analitica AS R2 PLUS Bilancia analitica AS R1 PLUS


Device dimensions L x P x A








KIT 128



KIT 195.M



Granulte density determination KIT