



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,8FF

Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny bez jamy adiustacyjnej 20 kg

OP-203-0111



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

| | |
|------------------------|----|
| Klasa dokładności OIML | F1 |
|------------------------|----|

Konstrukcja

| | |
|----------|-----------------|
| Materiał | Stal nierdzewna |
|----------|-----------------|

| | |
|-------------------|-------|
| Wartość nominalna | 20 kg |
|-------------------|-------|

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle