



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,8MB

Prüfgewicht der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Set (1 g - 5 kg), Kunststoff-Etiu

OK-302-0030



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	11 110 g
Nominalwert	1 g - 5 kg
Anzahl	16 St.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinzel