



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,8PJ](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,8PJ)

# Prüfgewicht der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Set (1 mg - 10 kg), Kunststoff-Etui

OK-302-0041



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	21 111,11 g
Nominalwert	1 mg – 10 kg
Anzahl	29 St.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinzel