



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,8PJ

Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 mg - 10 kg), caja de plástico

OK-302-0041



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

| Parámetros metrológicos | |
|-------------------------|------------------|
| Clase OIML | F2 |
| Construcción | |
| Material | Acero inoxidable |
| Masa | 21 111,11 g |
| Valor nominal | 1 mg – 10 kg |
| Número | 29 pieza |

Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos