



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,8PJ

Wzorce masy klasy F2, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 mg - 10 kg), opakowanie plastikowe

OK-302-0041



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	21 111,11 g
Wartość nominalna	1 mg – 10 kg
Ilość	29 szt

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle