



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,8PV](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,8PV)

## Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny z jamą adiustacyjną 2 kg



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F1

#### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 2 kg

### Pasuje do

Pędzle