



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,8V1

Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 g - 500 g), caja de plástico

OK-202-0057



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Clase OIML F1

Construcción

Material Acero inoxidable

Masa 1 110 g

Valor nominal 1 – 500 g

Número 12 pieza

Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos