

## Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 g - 500 g), boîte plastique OK-202-0057





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## **Paramètres Techniques**

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	1 110 g
Valeur nominale	1 – 500 g
Nombre	12 pièces

## **Compatible avec (Additional Fee)**

Pince à épiler Pinceaux