



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,8V1](https://mirror.radwag.com/it/info,w1,8V1)

# Cilindrico con cavità di adiacenza, set (1 g - 500 g), imballaggi in plastica

OK-202-0057



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

Parametri metrologici	
Classe OIML	F1
Costruzione	
Materiale	Stainless steel
Peso	1 110 g
Valore nominale	1 – 500 g
Numero	12 pcs

## Compatibile con (Additional Fee)

Pinzette

Pennelli