



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,8V1](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,8V1)

# Wzorce masy klasy F1, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 g - 500 g), opakowanie plastikowe

OK-202-0057



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	1 110 g
Wartość nominalna	1 – 500 g
Ilość	12 szt

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle