



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,8V1

F1 Kütle standardı- ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 g - 500 g), plastik kutulu

OK-202-0057



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F1

Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 1 110 g

Nominal değer 1 – 500 g

Quantity 12 adet

İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar