



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,91L](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,91L)

# Prüfgewicht der F2 Klasse - Zylindergewicht mit 4 Stehbolzen 2000 kg - Servicekoffer

OP-304-0006



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Nominalwert	2000 kg

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinsel