



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,91L](https://mirror.radwag.com/es/info,w1,91L)

# Pesas de clase F2 - cilíndrico con 4 tornillos - 2000 kg - caja de servicio

OP-304-0006



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Clase OIML	F2
Construcción	
Material	Acero inoxidable
Valor nominal	2000 kg

## Trabaja con (Additional Fee)

Cepillos