



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,92S](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,92S)

# Prüfgewichte der E2 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 mg - 500 g), Holz- Etui

OK-101-0043



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	E2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	1 111,11 g
Nominalwert	1 mg - 500 g
Anzahl	24 St.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinzel