



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,92S

Silindirik ağırlık seti (1 mg - 500 g), tahta kutuda



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	E2
Konstrüksiyon	
Malzeme	Paslanmaz çelik
Ağırlık	1 111,11 g
Nominal değer	1 mg - 500 g
Quantity	24 adet

İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar