



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,9CJ](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,9CJ)

## BT 1000 µl Spitzen - 250 Stück

PT-112-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

OMNITIP™ BT 1000 µl Pipettenspitzen sind hochwertiges Laborzubehör, das für präzises Pipettieren entwickelt wurde. Sie wurden mit Blick auf Effizienz und Komfort entwickelt und sind ein unverzichtbares Werkzeug für die tägliche Laborarbeit.

**Fassungsvermögen: 1000 µl Farbe: blau Das Set enthält 250 Tipps in einem Plastikbeutel mit Kordelzugverschluss**

**Anwendung:** - Präzises Dispensieren von biologischen Proben, - Genaues Pipettieren von Medikamenten und medizinischen Lösungen, - Vorbereitung und Umfüllen von chemischen Lösungen, - ein unentbehrliches Hilfsmittel bei Experimenten, die eine genaue Dosierung erfordern.

# Kompatibel mit (Additional Fee)

Arbeitsplatz für Pipettenkalibrierung