



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,9CJ](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,9CJ)

## BT 1000 µl Spitzen - 250 Stück

PT-112-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

OMNITIP™ BT 1000 µl Pipettenspitzen sind hochwertiges Laborzubehör, das für präzises Pipettieren entwickelt wurde. Sie wurden mit Blick auf Effizienz und Komfort entwickelt und sind ein unverzichtbares Werkzeug für die tägliche Laborarbeit.

Fassungsvermögen: 1000 µl Farbe: blau Das Set enthält 250 Tipps in einem Plastikbeutel mit Kordelzugverschluss

Anwendung: - Präzises Dispensieren von biologischen Proben, - Genaues Pipettieren von Medikamenten und medizinischen Lösungen, - Vorbereitung und Umfüllen von chemischen Lösungen, - ein unentbehrliches Hilfsmittel bei Experimenten, die eine genaue Dosierung erfordern.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Arbeitsplatz für Pipettenkalibrierung