



More information on the website
[mirror.radwag.com/es/info,w1,9CJ](https://www.mirror.radwag.com/es/info,w1,9CJ)

Puntas BT 1000 µl - 250 piezas

PT-112-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

Las puntas para pipetas OMNITIP™ BT de 1000 µl son accesorios de laboratorio de alta calidad diseñados para un pipeteado de precisión. Diseñadas pensando en la eficiencia y la comodidad, son una herramienta indispensable para el trabajo diario en el laboratorio.

Capacidad: 1000 µl Color: azul El set incluye 250 puntas en una bolsa de plástico con cierre de cremallera

Aplicación: - dispensación precisa de muestras biológicas, - pipeteo preciso de medicamentos y soluciones médicas, - preparación y transferencia de soluciones químicas, - una herramienta indispensable en experimentos que requieren una dosificación precisa.

Trabaja con (Additional Fee)

Puesto de calibración de pipetas