



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,9CJ](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,9CJ)

## Puntali BT 1000 µl - 250 pezzi

PT-112-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Caratteristiche generali

I puntali per pipette OMNITIP™ BT da 1000 µl sono accessori di laboratorio di alta qualità progettati per il pipettaggio di precisione. Progettati all'insegna dell'efficienza e della praticità, sono uno strumento indispensabile per il lavoro quotidiano in laboratorio.

Capacità: 1000 µl Colore: blu Il set include 250 punte in un sacchetto di plastica con chiusura a cerniera

Applicazioni: - Dosaggio preciso di campioni biologici, - pipettaggio accurato di farmaci e soluzioni mediche, - preparazione e trasferimento di soluzioni chimiche, - uno strumento indispensabile negli esperimenti che richiedono un dosaggio preciso.

## Compatibile con (Additional Fee)

Stazione di lavoro per calibrazione pipette