



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,9CJ](https://mirror.radwag.com/ja/info,w1,9CJ)

## BT 1000 µl チップ - 250 個

PT-112-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### 概要

#### OMNITIP™ BT 1000 µl チップ

は、高精度なピペッティングのために設計された高品質な実験用アクセサリです。効率性と使いやすさを重視した設計により、日常のラボ作業に欠かせないツールとなっています。

容量: 1000 µl 色: 青色 セット内容: ジッパー付きプラスチック袋に 250本のチップを封入

アプリケーション: - 生体試料の精密な分注 - 医薬品や医療用溶液の正確なピペッティング - 化学溶液の調製および移送 - 精密な分注を必要とする実験での必須ツール

## 互換性あり (Additional Fee)

ピペット校正用ワークステーション