



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,9CJ

Końcówki BT 1000 μ l - 250 szt.

PT-112-0001



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Końcówki do pipet OMNITIP™ BT 1000 μ l to wysokiej jakości akcesoria laboratoryjne przeznaczone do precyzyjnego pipetowania. Zaprojektowane z myślą o efektywności i wygodzie, stanowią niezastąpione narzędzie w codziennych pracach laboratoryjnych.

Pojemność: 1000 μ l

Kolor: niebieski

Zestaw zawiera 250 końcówek w worku foliowym z zapięciem strunowym

Zastosowanie: - precyzyjne dozowanie próbek biologicznych, - dokładne pipetowanie leków i roztworów medycznych, - przygotowywanie i przenoszenie roztworów chemicznych, - niezbędne narzędzie w eksperymentach wymagających precyzyjnego dozowania.

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Stnowisko do kalibracji pipet