



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,9CJ](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,9CJ)

## Uçları BT 1000 µl - 250 adet



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Genel Açıklama

OMNITIP™ BT 1000 µl pipet uçları, hassas pipetleme için tasarlanmış yüksek kaliteli laboratuvar aksesuarlarıdır. Verimlilik ve kolaylık göz önünde bulundurularak tasarlanan bu uçlar, günlük laboratuvar çalışmaları için vazgeçilmez bir araçtır.

**Kapasite: 1000 µl Renk: mavi Set içeriği:plastik bir torba içinde 250 uç içerir**

Uygulama - biyolojik numunelerin hassas dağıtımı, - ilaçların ve tıbbi çözeltilerin doğru pipetlenmesi, - kimyasal çözeltilerin hazırlanması ve aktarılması, - Hassas dozajlama gerektiren deneylerde vazgeçilmez bir araçtır.

## İle uyumlu

