



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,9IR](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,9IR)

# Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny bez jamy adiustacyjnej 10 g

OP-203-0101



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F1

### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 10 g

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle