



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,9J2](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,9J2)

# Prüfgewichte der E1 Klasse, Stahldraht, Satz (1mg - 500 mg), Holz-Etui



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	E1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	1,11 g
Nominalwert	1 mg - 500 mg
Anzahl der Stücke	12

## Kompatibel mit

Pinzetten

Pinzel