



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,9J2

Filo di acciaio inossidabile, set (1 mg - 500 mg), cassa di legno

OK-501-0025



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Classe OIML	E1
Costruzione	
Materiale	Stainless steel
Peso	1,11 g
Valore nominale	1 mg - 500 mg
Numero di pezzi	12

Compatibile con (Additional Fee)

Pinzette

Pennelli