



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,9J2

Wzorce masy klasy E1, drut stalowy, zestaw (1 mg - 500 mg), opakowanie drewniane

OK-501-0025



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	E1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	1,11 g
Wartość nominalna	1 mg - 500 mg
Ilość sztuk	12

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle