



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,9KC](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,9KC)

## Silindirik ağırlık seti (1 mg - 200 g), tahta kutuda

OK-401-0081



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı	M1
Ağırlık	611,11 g
Nominal değer	1 mg – 200 g
Quantity	23 adet

### İle uyumlu (Additional Fee)

Fırçalar