



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,9KF](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,9KF)

## Wzorce masy klasy E2, cylindryczne, zestaw (1 g - 2 kg), opakowanie drewniane

OK-101-0035



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML E2

#### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Masa 6 110 g

Wartość nominalna 1 g – 2 kg

Ilość 15 szt

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle