



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,9KF](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,9KF)

## Silindirik ağırlık seti (1 g - 2 kg), tahta kutuda

OK-101-0035



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı E2

#### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 6 110 g

Nominal değer 1 g – 2 kg

Quantity 15 adet

### İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar