



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,9NG](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,9NG)

# Wzorzec masy klasy E1 - cylindryczny 500 g



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML E1

### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 500 g

## Pasuje do

Pędzle

Pincety