



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,9SV

Wzorzec masy klasy E1 - drut stalowy 20 mg

OP-503-0032



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML | E1 |
| Konstrukcja | |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Wartość nominalna | 20 mg |

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle