



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,9SV](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,9SV)

# Wzorzec masy klasy E1 - drut stalowy 20 mg

OP-503-0032



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML E1

### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 20 mg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle