



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,9wv](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,9wv)

# Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny z uchwytem 20 kg

OP-303-0074



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	20 kg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle