



radwag.com



## Pipeta automática 100 µl ÷ 1000 µl - RW8-106-20-9

More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info/w1,9XE](http://mirror.radwag.com/es/info/w1,9XE)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Datos técnicos

#### Parámetros metrológicos

Volumen	100 µl ÷ 1000 µl
Error de la exactitud	2,0% / 0,6%
Error de la repetibilidad	0,7% / 0,2%
Terminaciones	1000 µl



### Trabaja con

Microbalanza XA 5Y.M.A.P

Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P

Dispositivo automático para la calibración de pipetas multicanal